

Podane ceny są cenami brutto

Stół pod aparaturę PA909075-P

Indeks: PA909075-P

Cena: 0 zł



Uniwersalny stół laboratoryjny pod aparaturę taką jak na przykład: ciepłarki, suszarki, piece...

Podstawę stołu stanowi skręcany z elementów stalowy stelaż, wyposażony w stopki do poziomowania. Jego powierzchnia zabezpieczona jest przed korozją epoksydową farbą proszkową w kolorze jasnoszarym (RAL7035).

Błat - w zależności od potrzeb - z laminatu fenolowego max-compact, laminatu max-resistance lub z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze stelaża, oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm. Pod blatem - półka z płyty melaminowanej.

Na specjalne zamówienie blat może być z naturalnego polerowanego granitu, żywicy epoksydowej lub konglomeratu kwarcowo-granitowego.

Ciężar stawianej na blacie aparatury nie powinien przekraczać 100 kg.

PARAMETRY PRODUKTU

stelaż	skręcany ze stali lakierowanej na szaro (RAL7035)
szerokość podstawy	86 cm
głębokość podstawy	50 cm
wysokość	90 cm
blat	melamina lub laminat fenolowy
wymiary blatu	90 x 75 cm
gwarancja	3 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	21 dni
płatność	przelew

OPCJE PRODUKTU

- blaty
- M-112 melamina szara



- L-21 laminat max-compact (+ 250zł)



- L-31 laminat max-resistance (+ 500zł)

