

Podane ceny są cenami brutto

Szafka laboratoryjna SB6961

Indeks: SB6961

Cena: 279 zł



Systemowa szafka z drzwiami do stołu laboratoryjnego na stelażu. Wykonana z płyty wiórowej 18 mm obustronnie melaminowanej, oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm.

Korpus w kolorze szarym, drzwi w kilku kolorach do wyboru. Jedne drzwi z dużym, wygodnym stalowym uchwytem prętowym pokrytym na powierzchni warstwą chromu. Zawiasy metalowe o kącie otwarcia 175 stopni.

Wewnątrz jedna ruchoma półka osadzona na specjalnych złączach zapobiegających przypadkowemu wysunięciu.

Na specjalne zamówienie - możliwość zainstalowania zamka.

Nie zaleca się przechowywania wewnątrz substancji chemicznych.

PARAMETRY PRODUKTU

głębokość	50 cm
wysokość	69 cm
szerokość	60 cm
gwarancja	3 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia

OPCJE PRODUKTU

drzwi-szuflady

- U112 PE - popiel



- U125 PE - niebieski (+ 10zł)



- U1301 PE - wanilia (+ 10zł)



- U157 groszkowy (+ 10zł)



- U3112 zielony (limonka) (+ 10zł)

