

Podane ceny są cenami brutto



Szafka laboratoryjna SD6912 z dwiema szufladami

Indeks: SD6912

Cena: 563 zł

Systemowa szafka z dwiema szufladami i drzwiami do stołu laboratoryjnego na stelażu. Wykonana z płyty wiórowej 18 mm obustronnie melaminowanej, oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm.

Korpus w kolorze szarym, drzwi w kilku kolorach do wyboru. Dwoje drzwi z dużym, wygodnym stalowym uchwytem prętowym pokrytym na powierzchni warstwą chromu. Zawiasy metalowe o kącie otwarcia 175 stopni.

Wewnątrz dwie ruchome półka osadzone na specjalnych złączach zapobiegających przypadkowemu wysunięciu.

W górnej części - dwie wygodne szuflady na prowadnicach rolkowych.

Na specjalne zamówienie - możliwość zainstalowania zamka w drzwiczkach.

Nie zaleca się przechowywania wewnątrz substancji chemicznych.

PARAMETRY PRODUKTU

koszt dostawy

do uzgodnienia