

Podane ceny są cenami brutto

Zlew ceramiczny nakładany 50x40

Indeks: ZC 564627

Cena: 3799 zł



Typowy zlew laboratoryjny do zamontowania na blacie stołu przyściennego lub też wydzielonego stanowiska do mycia. y, głęboki i wygodny w użyciu. Odporny na prawie wszystkie substancje chemiczne (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego). Odporny na wysokie temperatury.

Tylko na specjalne zamówienie.

PARAMETRY PRODUKTU

głębokość	27,3 cm
długość	56 cm
szerokość	46 cm
wymiary komory	50 x 40 cm
głębokość komory	25 cm
odpływ	1 1/2 in
waga	26 kg
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	60 dni
płatność	przedpłata