


Podane ceny są cenami brutto

Bateria do wody TOF 1000/250

Indeks: AWA 250

Cena: 450.39 zł



Podwójna bateria laboratoryjna do zimnej wody z pokrętłami i dwiema końcówkami z "oliwką". Wszystkie elementy metalowe wykonane są z mosiądzu i pokryte antykorozyjną powłoką z farby epoksydowej. Wymaga wywiercenia w blacie tylko jednego otworu.



producent: **TOF** ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948

PARAMETRY PRODUKTU

średnica podstawy	5 cm
wysokość	16 cm
przyłącze	1/2 cala
zabezpieczenie przed korozją	chemoodporny lakier epoksydowy
waga	1,17 kg
gwarancja	2 lata
koszt dostawy	19 zł
realizacja zamówienia	do 30 dni