

Podane ceny są cenami brutto

Szafka laboratoryjna SB7282

Indeks: SB7282

Cena: 542 zł



Systemowa szafka do stołu laboratoryjnego bez stelaża do pracy na stojąco. Wykonana z płyty wiórowej 18 mm obustronnie melaminowanej, oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm. Wewnątrz - jedna ruchoma półka wyposażona w specjalne złącza zapobiegające przypadkowemu wypadnięciu półki wraz z zawartością.

Podstawę szafki stanowią cztery stalowe nóżki o wysokości 15 cm z wykręcanymi stopkami do poziomowania.

Szafka nie jest przystosowana do dużych obciążeń. Nie zaleca się przechowywania wewnątrz substancji chemicznych.

PARAMETRY PRODUKTU

głębokość	50 cm
wysokość	87 cm
szerokość	80 cm
gwarancja	3 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia

OPCJE PRODUKTU

drzwi-szuflady

- U112 PE - popiel



- U125 PE - niebieski (+ 16zł)



- U1301 PE - wanilia (+ 16zł)

