


Podane ceny są cenami brutto



Zawór do gazu TOF 2000/85

Indeks: AGZ 085

Cena: 319 zł

Pojedynczy laboratoryjny zawór do gazu ziemnego z wylewką zakończoną "oliwką" do mocowania węża. Elementy metalowe wykonane z mosiądzu i pokryte ochronną warstwą farby epoksydowej w kolorze szarym. Przeznaczony do montażu na blacie stołów laboratoryjnych przyściennych lub wyspowych.



producent: ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948

PARAMETRY PRODUKTU

koszt dostawy

do uzgodnienia