

Podane ceny są cenami brutto



Szafka na odczynniki CH 21-2

Indeks:

Cena: 1630 zł

Laboratoryjna szafka na podręczne odczynniki chemiczne.

Zrobiona z płyty melaminowanej, wewnątrz w całości wykładana polipropylenem o bardzo dużej odporności na kwasy i zasady. Wyposażona w polipropylenową tacę nakładaną od góry, która pozwala na bezpieczne odkładanie naczyń z nawet najbardziej agresywnymi chemikaliami.

Nie ma możliwości podłączenia do instalacji wentylacyjnej.

Uwaga! widoczna na zdjęciach kumeta wewnątrz szafki jest opcjonalnym jej wyposażeniem.

PARAMETRY PRODUKTU

koszt dostawy

do uzgodnienia