

Podane ceny są cenami brutto



Szafa na butle ECO L

Indeks: 0200516

Cena: 0 zł

Przeznaczone do przechowywania butli w laboratoriach w klasie ognioodporności 30 min.. Posiadają uchwyt na butlę gazową, poziome szyny instalacyjne oraz opuszczaną klapę wjazdową z tłumikiem hydraulicznym. Przepusty dla rur i kabli standardowo zainstalowane są w suficie szafy.

Korpus szafy wykonany jest z blachy stalowej w kolorze RAL 7035 drzwi w kolorze czerwonym RAL 3003 lub jasnoszarym RAL 7035. Konstrukcja wewnętrzna wykończona panelami. Drzwi otwierają się pod kątem 180 °. szafa posiada system utrzymania skrzydeł drzwi w pozycji otwartej a system własnej wentylacji gwarantuje skuteczne odprowadzenie oparów.

PARAMETRY PRODUKTU

głębokość	595
wysokość	2099 mm
szerokość	859
koszt dostawy	do uzgodnienia