

Podane ceny są cenami brutto

## Zlew stalowy 70x70x30-1-0

*Indeks: ZS 70705530-1-0*

Cena: 0 zł



Jednokomorowy zlew laboratoryjny ze stali nierdzewnej AISI 304. Blacha grubości 1,2 mm. Duża i głęboka komora.

Nakładany na szafkę (nie wymaga dodatkowego blatu).

### PARAMETRY PRODUKTU

długość	70 cm
szerokość	70 cm
wymiary komory	50 x 50 cm
głębokość komory	30 cm
odpływ	1 1/2 in
koszt dostawy	19 zł
realizacja zamówienia	30 dni