

Podane ceny są cenami brutto



Szafka laboratoryjna SA7280

Indeks: SA7280

Cena: 449 zł

Systemowa odkryta szafka do stołu laboratoryjnego bez stelaża do pracy na stojąco. Wykonana z płyty wiórowej 18 mm obustronnie melaminowanej, oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm. Wewnątrz - jedna ruchoma półka wyposażona w specjalne złącza zapobiegające przypadkowemu wypadnięciu półki wraz z zawartością.

Podstawę stanowią cztery stalowe chromowane stopki o długości 15 cm z regulacją do poziomowania.

Istnieje możliwość osobnego zamówienia drzwi do szafki.

Szafka nie jest przystosowana do dużych obciążeń. Nie zaleca się przechowywania wewnątrz substancji chemicznych.

PARAMETRY PRODUKTU

koszt dostawy

do uzgodnienia