

Podane ceny są cenami brutto

Blat laboratoryjny z polerowanego granitu 90x60

Indeks: GBC 0960-0

Cena: 634 zł



Blat laboratoryjny z polerowanego granitu o grubości 20 mm. Bez podniesionych krawędzi.

Blaty z granitu najlepiej sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagane są powierzchnie robocze o dużej odporności mechanicznej i termicznej. Charakteryzują się znaczną odpornością chemiczną i małą nasiąkliwością. Nie ulegają degradacji pod wpływem promieniowania UV. Są łatwe do utrzymania w czystości. Można z nich na trwałe usunąć większość plam oraz rysy powstałe w czasie użytkowania. Ponieważ jest to jednak materiał naturalny i mimo wypolerowania powierzchni posiada mikropory, nie polecamy go np. do laboratoriów mikrobiologicznych.

Na specjalne zamówienie **możliwe jest wykonanie blatów o nietypowych rozmiarach i kształtach.** Przy zamówieniu większej ilości - **cena do negocjacji.**

PARAMETRY PRODUKTU

koszt dostawy

do uzgodnienia