

Podane ceny są cenami brutto

Stół wyspowy WS 150110-X

Indeks: WS 150110-X

Cena: 0 zł



Prosty laboratoryjny stół wyspowy do różnych zastosowań w laboratoriach każdego rodzaju.

Stół składa się ze skręcanego stalowego stelaża lakierowanego proszkowo farbą epoksydową i wyposażonego w stopki do poziomowania, oraz - blatu z wybranego materiału. Stół przeznaczony jest dla dwóch osób pracujących na stojąco lub do pracy siedzącej na wysokich krzesłach laboratoryjnych z podnóżkiem.

PARAMETRY PRODUKTU

stelaż	ze stali lakierowanej proszkowo
wysokość	90 cm
wymiary blatu	150 x 110 cm
gwarancja	2 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	21 dni
płatność	przelew

OPCJE PRODUKTU

korpus

- U112 PE - popiel

