

Podane ceny są cenami brutto

Blat laboratoryjny ze stali 120x60

Indeks: SSW 1260-0

Cena: 899 zł



Blat laboratoryjny wykonany ze stalowej blachy chromowo-niklowej OH18N9 o grubości 1,2 mm na podłożu z wodoodpornej płyty wiórowej OSB. Bez podniesionych krawędzi.

Błaty ze stali kwasoodpornej najczęściej stosuje się na tych stołach, na których wymagane są powierzchnie robocze o dużej odporności mechanicznej i termicznej, a które powinny charakteryzować się przy tym zadowalającą odpornością chemiczną. Błaty te doskonale nadają się też do kontaktu z artykułami spożywczymi i są łatwe do utrzymania w czystości.

Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie blatów o nietypowych rozmiarach.

PARAMETRY PRODUKTU

koszt dostawy

do uzgodnienia