

Podane ceny są cenami brutto

Stół laboratoryjny PS901860-BD-1

Indeks: PS901860-BD-1

Cena: 0 zł



Przyścienny stół laboratoryjny składający się ze stelaża, dwóch szafek oraz blatu.

Stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor szary (RAL 7035) składa się ze skrzynionych ze sobą śrubami elementów, co pozwala zarówno dodawać nowe elementy, aby stół powiększyć, jak też już istniejące zamieniać miejscami. Nogi stelaża posiadają wykręcane stopki do poziomowania. Szafki z płyty dwustronnie melaminowanej, oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm. W jednej u góry szuflada.

Stół przeznaczony do pracy na stojąco.

Do wyboru blat z:

- [płyty melaminowanej oklejonej na krawędziach dwumilimetrowym obrzeżem pcv.](#)
- [wstęgi postformingowej z zaobloną przednią krawędzią.](#)
- [lamiantu fenolowego max compact.](#)
- [lamiantu fenolowego max resistance.](#)
- [laminatu fenolowego spc utwardzanego wiązką elektronów.](#)
- [konglomeratu kwarcowo-granitowego.](#)
- [żywicy epoksydowej.](#)
- [spieku ceramicznego Neolith.](#)

Za dopłatą stół ten można zamówić z blatem o głębokości 75 cm

Dostawa zmontowanego stołu spedycją (na palecie) lub transportem producenta. Możliwy także odbiór własny.

PARAMETRY PRODUKTU

szerokość podstawy	172 cm
głębokość podstawy	50 cm
głębokość	60 cm
wysokość	90 cm
szerokość	180 cm
gwarancja	3 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	21 dni
płatność	przelew

OPCJE PRODUKTU

blaty

- M-112 melamina szara



- RE-1188 postforming szary (+ 116zł)



- L-21 laminat max-compact (+ 505zł)



- L-31 laminat max-resistance (+ 775zł)



- G-51 granit polerowany (+ 801zł)



- Q-1 blanco saraiba (+ 1095zł)



- laminat SPC (+ 1101zł)



- Humo - spiek ceramiczny Neolith (+ 1144zł)



- D-41 żywica epoksydowa szara (+ 1400zł)



- U157 groszkowy



- U119 - beżowy (+ 50zł)



- U125 PE - niebieski (+ 50zł)



- U1301 PE - wanilia (+ 50zł)

