

Podane ceny są cenami brutto



Stół laboratoryjny PS901860-D1XC4

Indeks: PS901860-D1XC4

Cena: 2299.01 zł

Przyścienny stół laboratoryjny składający się ze stelaża, dwóch szafek oraz blatu.

Stelaż wykonany jest ze stali lakierowanej proszkowo na kolor szary (RAL 7035) i składa się ze skrzęconych ze sobą śrubami elementów, co pozwala zarówno dodawać nowe elementy, aby stół powiększyć, jak też już istniejące zamieniać miejscami. Nogi stelaża posiadają wykręcane stopki do poziomowania w zakresie do 5 cm.

Szafki zrobione są z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm. Duże chromowane uchwyty prętowe. Wewnątrz ruchoma półka osadzona na złączach zapobiegających przypadkowemu wysunięciu.

Blaty do wyboru: z melaminy, laminatów fenolowych max-compact i max-resistance. Inne rodzaje blatów - na specjalne zamówienie.

Stół przeznaczony przede wszystkim do laboratoriów i pomieszczeń produkcyjnych, gdzie wymagana jest odporność mechaniczna i chemiczna. Do pracy na stojąco.

PARAMETRY PRODUKTU

szerokość podstawy	172 cm
głębokość podstawy	50 cm
wysokość	90 cm
długość	180 cm
wymiary blatu	180 x 60 cm
gwarancja	3 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	21 dni

OPCJE PRODUKTU

blaty

- M-112 melamina szara



- RE-1188 postforming szary (+ 300zł)



- L-21 laminat max-compact (+ 500zł)



- G-51 granit polerowany (+ 801zł)



- L-31 laminat max-resistance (+ 1001zł)



- Q-1 blanco saraiba (+ 1300zł)



- D-41 żywica epoksydowa szara (+ 2001zł)



- U125 PE - niebieski



- U1301 PE - wanilia

