

Podane ceny są cenami brutto

Stół laboratoryjny BS901460-AA

Indeks: BS901460-AA

Cena: 1359 zł



Stół laboratoryjny złożony z szafki bez drzwi oraz blatu - do wyboru - z płyty melaminowanej, z laminatu ciśnieniowego max-compact lub odporniejszego - max resistance, z laminatu HPL postforming. Szafka z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm. Podstawę stanowią chromowane stalowe nóżki o długości 15 cm z wykręcanymi stopkami do poziomowania.

Stół do pracy na stojąco, do laboratoriów lub pomieszczeń produkcyjnych, gdzie wymagana jest znaczna odporność mechaniczna. Ze względu na brak stelaża nie zaleca się jednak zbytniego obciążania blatu.

PARAMETRY PRODUKTU

koszt dostawy

do uzgodnienia