

Podane ceny są cenami brutto



Stół laboratoryjny BS901460-DB

Indeks: BS901460-DB

Cena: 0 zł

Stół przyścienny do laboratoriów, placówek służby zdrowia, zakładów produkcyjnych...

Składa się z szafki, której jedna część zamykana jest drzwiczkami, a druga posiada szufladę w górnej części i drzwiczki. Szafka zrobiona jest z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej, oklejonej na krawędziach obrzeżem pcv grubości 2 mm. Drzwiczki na zawiasach stalowych o kącie otwarcia 175 stopni. Duże chromowane uchwyty prętowe. Wewnątrz ruchoma półka osadzona na złączach zapobiegających przypadkowemu wysunięciu. Podstawę szafki stanowią chromowane stalowe nóżki o długości 15 cm z wykręcanymi stopkami do poziomowania.

Błaty do wyboru: z płyty melaminowanej, z laminatu ciśnieniowego max-compact lub odporniejszego - max resistance, z laminatu HPL postforming.

Uwaga! Ze względu na brak stelaża nie zaleca się zbytniego obciążania blatu.

PARAMETRY PRODUKTU

szerokość podstawy	120 cm
głębokość podstawy	50 cm
wysokość	90 cm
wymiary blatu	135 x 60 cm
gwarancja	3 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	do 30 dni
płatność	przelew

OPCJE PRODUKTU

blaty

- M-112 melamina szara



- RE-1188 postforming szary (+ 190zł)



- L-21 laminat max-compact (+ 400zł)



- L-31 laminat max-resistance (+ 751zł)



- U125 PE - niebieski



- U1301 PE - wanilia

