

Podane ceny są cenami brutto

## Półka 800x200

*Indeks: PN 8020*

Cena: 159 zł



Laboratoryjna półka naścienna, która z powodzeniem zastąpić może szafki wiszące. Metalowe wsporniki przykręcane do ściany przy użyciu kołków rozporowych. Półka z melaminy lub laminatu fenolowego odpornego na wilgoć i wiele substancji chemicznych. Może służyć do podstawiania odczynników i naczyń laboratoryjnych. Istnieje możliwość wykonania na specjalne zamówienie półki o innych wymiarach.

### PARAMETRY PRODUKTU

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| głębokość             | 20 cm   |
| szerokość             | 80 cm   |
| gwarancja             | 3 lata  |
| koszt dostawy         | 19 zł   |
| realizacja zamówienia | 7 dni   |
| płatność              | przelew |

### OPCJE PRODUKTU

blaty

- M-112 melamina szara



- L-21 laminat max-compact (+ 100zł)



- L-31 laminat max-resistance (+ 150zł)

