

Podane ceny są cenami brutto



Zlew ceramiczny naścienny

Indeks: ZC 634320

Cena: 5796.69 zł

Duży zlew laboratoryjny do zamontowania na ścianie. Wykonany z litej ceramiki technicznej. Wszystkie widoczne powierzchnie glazurowane. Otwory do mocowania - specjalnie zbrojone. Odporny na prawie wszystkie substancje chemiczne (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego). Odporny na wysokie temperatury. Przydatny wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na typowe stanowisko do mycia.

Towar dostępny tylko na zamówienie.

PARAMETRY PRODUKTU

głębokość	20 cm
długość	63 cm
szerokość	43 cm
wymiary komory	55 x 35 cm
głębokość komory	18 cm
odpływ	1 1/2 in
waga	35 kg
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	90 dni
płatność	zaliczka