

Podane ceny są cenami brutto

Stół wyspowy WS 180110-XX

Indeks: WS 180110-XX

Cena: 0 zł



Prosty laboratoryjny stół wyspowy do różnych zastosowań w laboratoriach każdego rodzaju.

Stół składa się ze skręcanego stalowego stelaża lakierowanego proszkowo farbą epoksydową i wyposażonego w stopki do poziomowania, oraz - blatu z wybranego materiału. Stół przeznaczony jest nawet dla czterech osób pracujących na stojąco lub do pracy siedzącej na wysokich krzesłach laboratoryjnych z podnóżkiem. Nie posiada żadnych szafek ani szuflad.

PARAMETRY PRODUKTU

stelaż	ze stali lakierowanej proszkowo
wysokość	90 cm
wymiary blatu	180 x 110 cm
gwarancja	2 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	21 dni
płatność	przelew