

Podane ceny są cenami brutto

Stół wyspowy WS 180110-BXC

Indeks: WS 180110-BXC

Cena: 0 zł



Uniwersalny laboratoryjny stół wyspowy do różnych zastosowań w laboratoriach każdego rodzaju. Dla dwóch osób.

Stół składa się ze skręcanego stalowego stelaża lakierowanego proszkowo farbą epoksydową i wyposażonego w stopki do poziomowania, oraz - blatu z wybranego materiału. Stół przeznaczony jest do pracy na stojąco lub do pracy siedzącej na wysokich krzesłach laboratoryjnych z podnóżkiem. Posiada dwie szafki z półką i dwie z czterema szufladami każda. Szafki wykonane są z płyty melaminowanej oklejonej na wąskich krawędziach obrzeżem pcv. Korpusy - w kolorze jasnoszarym (RAL 7235), identycznym jak stelaż, drzwiczki i fronty szuflad - w kolorze wybranym przez zamawiającego. Kąt otwarcia drzwiczek +- 90 stopni, a na specjalne zamówienie - 175 stopni. Szuflady wysuwają się na prowadnicach rolkowych zintegrowanych z metalowymi bokami. Uchwyty chromowane.

Układ szafek i ich rodzaj jest przykładowy i może ulec zmianie, jeśli użytkownik uzna, iż potrzebne mu są inne szafki. Przy czym każda może być inna. Prosimy w takim przypadku o kontakt mailowy, abyśmy mogli przygotować indywidualną ofertę cenową.

PARAMETRY PRODUKTU

stelaż	stal lakierowana proszkowo
wysokość	90 cm
wymiary blatu	180 x 110 cm
gwarancja	2 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	21 dni
płatność	przelew