

Podane ceny są cenami brutto

Stół wyspowy WS 150110-XB

Indeks: WS 150110-XB

Cena: 0 zł



Uniwersalny laboratoryjny stół wyspowy do różnych zastosowań w laboratoriach każdego rodzaju.

Stół składa się ze skręcanego stalowego stelaża lakierowanego proszkowo farbą epoksydową i wyposażonego w stopki do poziomowania, oraz - blatu z wybranego materiału. Stół przeznaczony jest do pracy na stojąco lub do pracy siedzącej na wysokich krzesłach laboratoryjnych z podnóżkiem. Posiada dwie szafki z półką, po jednej z każdej strony. Szafki wykonane są z płyty melaminowanej oklejonej na wąskich krawędziach obrzeżem pcv. Korpusy - w kolorze jasnoszarym (RAL 7235), identycznym jak stelaż, drzwiczki - w kolorze wybranym przez zamawiającego. Kąt otwarcia drzwiczek ± 90 stopni, a na specjalne zamówienie - 175 stopni. Uchwyty chromowane.

Układ szafek i ich rodzaj jest przykładowy i może ulec zmianie, jeśli użytkownik uzna, iż potrzebne mu są inne szafki. Przy czym każda z nich może być inna. Prosimy w takim przypadku o kontakt mailowy, abyśmy mogli przygotować indywidualną ofertę cenową. Dopuszczalna jest również niewielka korekta wymiarów blatu.

PARAMETRY PRODUKTU

stelaż	ze stali lakierowanej proszkowo
wysokość	90 cm
wymiary blatu	150 x 110 cm
gwarancja	2 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	21 dni
płatność	przelew

OPCJE PRODUKTU

korpus

• U112 PE - popiel

