

Podane ceny są cenami brutto



Ociekacz laboratoryjny D-18

Indeks: OLD18

Cena: 629 zł

Ociekacz laboratoryjny wykonany z płyty z żywicy epoksydowej oraz okrągłych kołków z polipropylenu. Kołki są różnej długości, co umożliwia suszenie naczyń różnej wielkości.

PARAMETRY PRODUKTU

wysokość	60 cm
szerokość	46 cm
gwarancja	2 lata
koszt dostawy	do uzgodnienia
realizacja zamówienia	21 dni