

Podane ceny są cenami brutto



Szafa na chemikalia BLUE-1

Indeks: 0400484

Cena: 0 zł

Szafa polietylenowa BLUE-1 służy do przechowywania maksymalnie dwóch butli po 4 litry lub innych mniejszych pojemników. Drzwi mogą być zawieszone na zawiasach z lewej lub prawej strony, co ułatwia otwieranie oraz wykorzystanie miejsca obok. Umieszczony wewnątrz polietylenowy ociekacz służy do zbierania wycieków i daje się łatwo wyjmować do czyszczenia.

Oddzielną tacę polietylenową wstawianą pod szafę może wykorzystać jako poręczną tacę roboczą, jeśli szafa stoi na blacie.

Polietylenowa szafa na materiały korozyjne BLUE-1 zapewnia najwyższe bezpieczeństwo w kontakcie z silnymi kwasami i innymi agresywnymi płynami. Jest odporna na korozję chemiczną i wycieki. Jest wyraźnie oznakowana ("ACID" - kwas) i może być zamknięta na kłódkę, która nie jest jednak załączona do szafy.

PARAMETRY PRODUKTU

głębokość	413 mm
wysokość	495 mm
szerokość	362 mm
waga	10 kg
gwarancja	10 lat
koszt dostawy	do uzgodnienia