

Podane ceny są cenami brutto

Szafa na chemikalia BLUE-2

Indeks: 0400488

Cena: 0 zł



Szafa polietylenowa BLUE-2 umożliwia bezpieczne przechowywanie do 30 butelek 1-litrowych lub innych pojemników. Podzielona jest na dwie odrębne komory wyposażone w regulowane półki, a także - w półeczki na drzwiach przeznaczone na małe pojemniki. Dwie umiejscowione na dnie szafy tace można łatwo wyjąć i oczyścić.

Umieszczony wewnątrz polietylenowy ociekacz służy do zbierania wycieków i też daje się łatwo wyjąć do czyszczenia. Dwa otwory wentylacyjne (ze zdejmowanymi pokrywkami) na tylnej ścianie szafy umożliwiają podłączenie do systemu wyciągowego. Szafa posiada osprzęt umożliwiający powieszenie na ścianie.

Polietylenowa szafa na materiały korozyjne BLUE-2 zapewnia najwyższe bezpieczeństwo w kontakcie z silnymi kwasami i innymi agresywnymi płynami. Jest odporna na korozję chemiczną i wycieki. Jest wyraźnie oznakowana ("ACID" - kwas) i może być zamknięta na kłódkę, która nie jest jednak załączona do szafy.

PARAMETRY PRODUKTU

głębokość	597 mm
wysokość	889 mm
szerokość	914 mm
waga	36 kg
gwarancja	10 lat
koszt dostawy	do uzgodnienia